



A.S.O.[®] enkelorthesen

Het alternatief voor tape!



Eigenschappen

- Uitstekende enkelstabiliteit
- Optimaal instelbaar bandensysteem
- Links en rechts draagbaar
- Zeer duurzaam
- Zeer geliefd door sporters



A.S.O.[®] enkelorthesen

Het alternatief voor tape!

De A.S.O.[®] enkelorthesen bieden een effectieve ondersteuning en stabiliteit rondom de enkel en worden succesvol therapeutisch bij enkelaandoeningen - vaak veroorzaakt door sportactiviteiten - ingezet. Met het gebruik van de A.S.O.[®] wordt het telkens opnieuw tappen overbodig en is daardoor een snelle en tegelijk veilige oplossing.

Functie

Het belangrijkste kenmerk van de A.S.O.[®] enkelorthesen is het bandensysteem (figuur-8 band). Deze omvatten het enkelgewricht en met behulp van de zijdelings geplaatste verstevigingselementen wordt deelimmobilisatie uitgeoefend waardoor ongewenste in- en eversie bewegingen worden voorkomen. Ook het materiaal (duurzaam ballistisch nylon) draagt bij aan een langdurige ondersteuning. Daarnaast zijn de orthesen door het vetersysteem aan de voorzijde zeer goed aan te passen en zijn de drie hoofdelementen voor een succesvolle behandeling aanwezig: onelastische banden, fixeren van de calcaneus en een circulaire sluiting. Er zijn 2 verschillende modellen verkrijgbaar:

A.S.O.[®] standaard

De A.S.O.[®] standaard orthese is voorzien van twee uitneembare verstevigingselementen en biedt daardoor met name in de acute fase zeer goede mediale en laterale stabiliteit. De „figuur-8“ band is aan de buitenzijde aangebracht.

- Kleuren: wit en zwart

A.S.O.[®] EVO™

De A.S.O.[®] EVO™ enkelorthese is voorzien van een circulaire manchet boven de enkel. Deze biedt met name bij Syndesmose aandoeningen een uitstekende stabiliteit. De „figuur-8“ band is aan de binnenzijde aangebracht en wordt boven de enkel naar buiten geleid. Tevens is deze voorzien van SkinLock[®] materiaal voor een nog betere fixatie van de calcaneus.

- Kleur: zwart

Indicaties

- Distorsie
- Verrekte/gescheurde enkelbanden
- Geïrriteerd enkelgewricht
- Peesaandoeningen
- Ligamentruptuur
- Recidiverende verstuikingen
- Bandinstabiliteit
- Syndesmose aandoeningen*

* Alleen de A.S.O.[®] EVO™

Cliq-classificatie:

061206240300

061206240600

Maattabel

A.S.O. [®] artikelnummer		A.S.O. [®] EVO™ artikelnummer	Maat	Schoenmaat	Hiel-/wreefomvang	Maatnemen
Kleur wit	Kleur zwart	Kleur zwart				
8634 XXS	8635 XXS	-	XX-small	30 - 33	23 - 26 cm	Gebruik de schoenmaat als richtlijn. Voor de exacte maat meet u de wreef/hielomvang over de sportsok of kous.
8634 XS	8635 XS	8638 XS	X-small	34 - 36	26 - 28 cm	
8634 S	8635 S	8638 S	small	37 - 40	28 - 31 cm	
8634 M	8635 M	8638 M	medium	41 - 43	31 - 33 cm	
8634 L	8635 L	8638 L	large	44 - 46	33 - 36 cm	
8634 XL	8635 XL	8638 XL	X-large	47 - 48	36 - 37 cm	
8634 XXL	8635 XXL	8638 XXL	XX-large	> 48	37 - 41 cm	



NEDERLAND
TEL. 075-6131513, FAX 075-6126373
E-MAIL VERKOOP.NL@BASKO.COM

DEUTSCHLAND
TEL. 040-854187-0, FAX 040-854187-11
E-MAIL VERKAUF@BASKO.COM

ÖSTERREICH
TEL. 01-2835330, FAX 01-2836262
E-MAIL VERKAUF@BASKO.COM

BELGIË
TEL. 02-5828250, FAX 02-5826112
E-MAIL DIRAME.ORTHO@SKYNET.BE

WWW.BASKO.COM

AMSTERDAM - HAMBURG - WIEN