

MyoTrain®

Een toproduct in detail.



Pelotte voor de acute fase




Functionele pelotte



Anatomisch gevormd weefsel



Verstelbare klittenbanden



MyoTrain®

Innovatieve bovenbeentherapie

- ACTIEVE BANDAGES EN BRACES
- MEDISCHE COMPRESSIEKOUSEN
- STEUNZOLEN EN SCHOENEN
- PROTHESE COMPONENTEN EN MATERIALEN
- AANMEET TECHNOLOGIE

ACTIEVE BANDAGES

« De MyoTrain® is een verrijking in de mogelijkheden voor de behandeling van chronische spierklachten van de bovenbenen, als aanvulling bij fysiotherapie en versterkende en rekkingsoefeningen voor deze spiergroepen. »


Leo Heere
Sportarts NOC NSF en Vitesse Arnhem

« Verrassend snel(ler) herstel door goede drukverdeling in acute fase van weke delen trauma. De MyoTrain® is zeer goed hanteerbaar vergeleken met de omslachtige tape constructies. »

Jos Kortekaas
Fysiotherapeut Vitesse Arnhem

« Continuous compact pressure with local manipulation. »

Gust van Montfort
Chirurg i.o., lid medische staf PSV Eindhoven



Maat	1	2	3	4	5	6	7
1 Omvang in cm	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53
2 Omvang in cm	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72

Rev. 0 - 01/08 NL



MyoTrain®
Sneller in beweging.
Bij spierblessures aan het bovenbeen.

NIEUW

Bauerfeind AG
Business unit Orthopedics
Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
Phone +49 (0) 36628-66-40 00
Fax +49 (0) 36628-66-44 99
E-mail info@bauerfeind-orthopaedie.com

Benelux
Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
NL-2031 BK Haarlem

Netherlands
Phone +31 (0) 23 531 94 27
Fax +31 (0) 23 532 19 70
E-mail info@bauerfeind.nl
www.bauerfeind.nl

Belgium
Phone +32 (0) 2 527 40 60
Fax +32 (0) 2 502 94 10
E-mail info@bauerfeind.be
www.bauerfeind.be

Nieuw van Bauerfeind. Innovatief qua werking, overtuigend in kwaliteit.



MyoTrain®

- een vooruitstrevende bovenbeenbandage.
- ontwikkeld met de kennis en ervaring van de bedenkers van GenuTrain®.
- completeert het succesvolle Bauerfeind bandageprogramma - met bewezen kwaliteit.
- effectief vanaf de eerste dag.

Als officieel hulpmiddelen leverancier van de Duitse Olympische ploeg bewijst Bauerfeind ook de kracht van haar producten met succes bij topsporters. Op grond van deze ervaringen ontwikkelt Bauerfeind producten voor actieve mensen. MyoTrain® is door vele sporters en sportartsen getest en voortdurend positief beoordeeld.



« MyoTrain® kan direct na een blessure - ook door de sporter zelf - worden aangebracht. Fysiotherapeuten en artsen kunnen voor iedere soort therapie (elektrotherapie, fysiotherapie, massage, infiltratie) of diagnose de bandage probleemloos verwijderen en weer aanbrengen. MyoTrain® geeft de sporter een zeker gevoel wanneer de training wordt hervat, onder meer omdat met verstelbare klittenbanden de compressie naar behoefte gevarieerd kan worden. Een spierblessure aan de voor- of achterzijde van het bovenbeen, of bij een 'knetje' - MyoTrain® mag in geen enkele sporters- of verzorgerstas ontbreken. »

Prof. H. Hess
Orthopedisch chirurg i.r. en sinds vele jaren begeleidingsarts van het Duitse nationale voetbalteam, initiator van GenuTrain®.

MyoTrain®

Eenvoudig en direct inzetbaar.

Indicaties

- Spierletsel aan het bovenbeen, m.n. spierknopen, verrekkingen en spierscheurtjes.
- Preventie voor recidiven.
- Spierkneuzing in het bovenbeen.
- Ondersteuning tijdens de nabehandeling van spierletsel.

Werking

- MyoTrain® werkt overeenkomstig het principe van een spieraanhechtingsverband (tapebandage).
- Meteen na de blessure kan de acute pelotte de geblesseerde plek gericht comprimeren om de letselschade te beperken en de herstelperiode te verkorten.
- Lengtegroeven in de oppervlaktestructuur van de functionele pelotte bevorderen de lymfedrainage.
- MyoTrain® reguleert de spiertonus en voorkomt recidief letsel.

	Kenmerken van een superieure kwaliteit		
	Tapebandage	Vergelijkbare producten	MyoTrain®
Garandeert een optimale behandeling ter plaatse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Therapie tot en met de uiteindelijke genezing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anatomisch gevormd weefsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Activeert de spieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemakkelijk aan en af te doen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Individueel instelbaar; met of zonder pelotte te dragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gaat niet loszitten en individueel instelbare druk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Constante druk- en compressieverhouding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verminderde druk aan de randen van de bandage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verschuift niet, is wasbaar en meerdere keren te gebruiken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MyoTrain

Overzicht kenmerken en toepassingen.

Individueel instelbaar



De klittenbanden garanderen eenvoudig aan- en uittrekken en een individuele pasvorm.




Functionele en acute pelotte
De pelottes zijn in te zetten naar gelang de blessure.



De klittenbanden garanderen een individueel instelbare compressie.


Optimaal draagcomfort



Siliconenband verzekert de positionering, ook tijdens bewegen.



Anatomisch gevormd weefsel past zich aan de lichaamsvorm aan.



Verminderde druk aan de randen van de bandage voorkomt drukplekken en insnoeren.

Preventie



Anatomisch gevormd weefsel zonder pelotte en klittenband te dragen.